

UWAGA! Laboratorium przyjmuje materiał pobrany na dedykowanych wymazówkach i w opakowaniach transportowych dostarczanych przez Zakład Diagnostyki Medycznej

Przygotowanie pacjenta do pobrania wymazu:

- ✓ Wymaz należy pobrać po przepłukaniu ust przegotowaną wodą;
- ✓ Przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania czy gum do żucia;
- ✓ Przed pobraniem materiału należy wydmuchać nos;
- ✓ Wymaz powinien być pobrany po zachowaniu, co najmniej 2 godzinnego odstępu od zaaplikowania leczniczych środków donosowych;



Pierwsza osoba wypełnia i umieszcza zlecenie w kopercie przytwierdzonej do pojemnika styropianowego – skierowanie NIE MOŻE znajdować się wewnątrz pojemnika transportowego



Druga osoba opisuje próbówki danymi pacjenta (imię i nazwisko, pesel/data urodzenia) i pobiera materiał

Instrukcja postępowania – wymazy

1. Opisz etykietę danymi pacjenta oraz datą i godziną pobrania. Etykietę naklej na próbkę.
2. Wyjmij wymazówkę z opakowania, dotykając tylko końcówki patyczka.



Głęboki wymaz z gardła

- Wprowadź wymazówkę za języczek podniebienny dotykając tylnej ściany gardła.
- Obracaj wymazówkę kilka razy pocierając nią powierzchnię tylnej ściany gardła przez **8 sekund** bez dotykania powierzchni jamy ustnej, migdałków i języka.

Wymaz z nosogardzieli

- Wprowadź wymazówkę głęboko do prawej dziurki nosa obracaj wymazówkę kilka razy pocierając błonę śluzową przez **8 sekund**.
- Pobierz tą samą wymazówką w powyższy sposób materiał z lewej dziurki nosa.

3. Po pobraniu umieść każdą z wymazówek w plastikowej próbówce i szczelnie ją zamknij.
4. Próbkę umieść w woreczku foliowym i zamknij zatrzask strunowy.
5. Włóż próbówki z wymazówkami do dołączonego zbiorczego pojemnika plastikowego (w pojemniku mogą znajdować się próbówki od kilku pacjentów).
6. Zmień rękawiczki.
7. Zakręć pokrywę zbiorczego pojemnika plastikowego.
8. Zdezynfekuj pojemnik plastikowy.
9. Włóż pojemnik plastikowy do pojemnika styropianowego ze schłodzonym wkładem lodowym.
10. Zabezpiecz pojemnik styropianowy przed otwarciem i sprawdź czy zlecenia znajdują się w zewnętrznej kopercie.

Transport

Pobrany materiał musi zostać dostarczony w temperaturze +2°C do +8°C do laboratorium Zakładu w przeciągu **24 godzin** od pobrania.

PAMIĘTAJ! Tylko prawidłowo pobrany i dostarczony materiał nadaje się do badania i gwarantuje uzyskanie wiarygodnego wyniku